

Данное устройство имеет 3 функции:

EMS и Sonic не могут использоваться одновременно.

EMS + инфракрасное излучение > эффект разложения подкожного жира

5 режимов электромиостимуляции (постукивание, массаж, разминание, скобление, коррекция), 5 режимов интенсивности. Выбирайте наиболее комфортный для Вас режим.

Важное примечание для работы в режиме ЭМС: прибор автоматически прекратит работу через 10 минут. Если вы хотите продолжить процедуру, включите его снова.

Как использовать режим EMS?

- ① подключите зарядное устройство к источнику питания
- ② Отрегулируйте положение интенсивности от самого низкого
- ③ подключите провода EMS к подушечкам и устройству.
- ④ Наклейте подушечки на область обработки.
- ⑤ Выберите свой режим EMS и уровень интенсивности

* Примечание:

1. Избегайте контакта с костными суставами, такими как колено.

Полезные советы:

Мы порекомендуем некоторые специальные точки EMS в инструкции пользователя



Весь Уход за телом:

1. Массаж рук
2. Массаж талии и живота
3. Массаж бедра
4. Массаж ног и ног
5. Массирует лицо

Ультразвуковой + инфракрасный > многоразовый эффект

Массаж ультразвуковыми волнами поможет разрушить жир и сделать вашу кожу упругой без усилий.

Инфракрасные лучи помогут восстановить эластичность и активировать клетки на более глубоких слоях.



Процедура длится 10 минут, 2-3 раза в неделю

Как использовать ультразвуковой режим?

- ① Очистите кожу перед нанесением
- ② Подключите устройство для похудения и украшения.
- ③ Включите питание.
- ④ Нажмите кнопку SONIC один раз для низкой интенсивности (низкой), дважды для высокой интенсивности (высокой)
- ⑤ Используйте низкую интенсивность на лице, высокую интенсивность можно использовать в других частях тела, таких как руки, ноги.
- ⑥ Распределите продукт по уходу за кожей на области, на которые вы хотите сделать массаж.
- ⑦ не забудьте сохранить увлажненную кожу (Примечание: гелиевые средства по уходу за кожей рекомендуются, так как они более проводящие)

Обратите внимание: ультразвуковая волна и длинноволновое инфракрасное излучение вызывает согревающий эффект для кожи. Это нормальное явление, пожалуйста, не

волнуйтесь (машина автоматически понизит температуру, когда она достигает ограничения)

Теплые советы по использованию нашей машины для сжигания жира:

- (1) **Эта косметическая машина не нагревается!**
- (2) Режим массажера для подушечек должен использоваться вместе с 2 подушечками, что означает, что он работает. Функция массажера для подушечек не может использоваться на лице.
- (3) **Пожалуйста, нанесите гель или крем при использовании звукового и инфракрасного режима.**
- (4) Пожалуйста, не Приклеивайте массажные подушечки на лицо/грудь/горло, пожалуйста, Приклеивайте массажные подушечки в соответствии с руководством пользователя.
- (5) **Обязательно используйте проводящий гель. У некоторых людей эффект через месяц, у других занимает больше времени.**
- (6) больные, беременные женщины и больные сердца не могут использовать это устройство.
- (7) не следует использовать людей с различными хроническими проблемами.
- (8) не используйте это устройство, когда вы нашли провод питания адаптер питания горячий, повреждения или адаптер питания стали гибкими
- (9) Держите устройство подальше от воды или влаги
- (10) когда вы не используете устройство, пожалуйста выньте провод.
- (11) Держите подальше от детей.

Примечание:

Пожалуйста, не используйте этот прибор на вашей голове, шее, ключица, грудь (вокруг вашего сердца), локоть, запястье, лодыжки, ступни и позвоночник.